



Gebruikershandleiding bij CARESTREAM MyVue

Onderdeelnr. 6K4163_nl
2012-11-27

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
2	Inloggen	4
3	Uw onderzoek bekijken.....	5
4	Uw onderzoek distribueren	7
4.1	Onderzoeksgegevens delen	7
4.2	Gedeelde onderzoeken beheren	7
4.3	Het onderzoek opslaan	8
4.4	Het rapport afdrukken	8
5	Eerdere onderzoeken weergeven.....	8
6	Geavanceerde weergave.....	8

Voorwoord

CARESTREAM MyVue

Informatie over handelsmerken en auteursrecht

CARESTREAM is een handelsmerk van Carestream Health.

Op dit document berust het auteursrecht en alle rechten zijn voorbehouden.

Volgens de wetten op het auteursrecht is het niet toegestaan dit document geheel of gedeeltelijk te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carestream Health, Inc. Wettelijk gezien omvat het kopiëren ook het vertalen van het document in een andere taal of het omzetten in een andere indeling.

Alle namen of identiteiten in dit document zijn fictief.

Voorzichtig: Van overheidswege is het alleen toegestaan dit apparaat op bestelling van een arts te verkopen.

De informatie in deze handleiding is gebaseerd op de ervaringen en kennis van het besproken onderwerp, die vóór publicatie zijn verkregen door Carestream Health, Inc. Deze informatie biedt geen patentlicentie.

Carestream Health, Inc. behoudt zich het recht voor deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en geeft met betrekking tot deze informatie geen nadrukkelijke of impliciete garanties.

Carestream Health, Inc. is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade, waaronder begrepen gevolgschade en bijzondere schade, voortkomend uit het gebruik van deze informatie, zelfs als het verlies of de schade ontstaan is door onachtzaamheid of enige andere fout van Carestream Health, Inc.

FCC-naleving


Van deze apparatuur is proefondervindelijk vastgesteld dat deze voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat conform Klasse A ingevolge deel 15 van de FCC-voorschriften.

Deze grenswaarden zijn vastgesteld met het doel een redelijke beveiliging tegen schadelijke storing te verschaffen wanneer deze apparatuur in een zakelijke omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke storing bij radiocommunicatie veroorzaken.

Bij het gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving wordt waarschijnlijk hinderlijke storing veroorzaakt, in welk geval de gebruikers worden geacht de storing op eigen kosten op te heffen.

Informatie over regelgeving

GEVOLMAGTIGD VERTEGENWOORDIGER (Europese Unie)



Carestream Health France
LES MERCURIALES
40, rue Jean Jaures
93176 BAGNOLET CEDEX
Frankrijk




1 Inleiding

Met de MyVue-toepassing kunnen patiënten informatie over hun eigen röntgenonderzoek via internet bekijken. MyVue biedt toegang tot de meeste bijgewerkte onderzoeken, evenals onderzoeken in het verleden en gegevens die geen betrekking hebben op opnamen, zoals rapporten. Bovendien kunt u hulpmiddelen voor beeldmanipulatie gebruiken, die het lezen van beelden vergemakkelijken.

Patiënten kunnen hun onderzoeken op eenvoudige en veilige manier openen, de gegevens met anderen delen, en de distributie van onderzoeken regelen.

2 Inloggen

1. Klik op de URL die u van het beeldverwerkingscentrum hebt gekregen. U kunt ook de QR-code scannen vanaf een gedrukt exemplaar van de e-mail die u hebt ontvangen. De inlogpagina verschijnt.
2. Voer uw gebruikersnaam in (in veel gevallen is dit uw e-mailadres), evenals het wachtwoord dat u van het beeldverwerkingscentrum hebt gekregen.
3. Klik op **Inloggen**:




Login

Email/User Name:
peter@home.com ?

Password
• ?

Login

[Forgot password](#)
[Change password](#)

 128 bit SSL secured

Als u dit voor de eerste keer doet, verschijnt een pagina waarin u wordt gevraagd uw e-mailadres/gebruikersnaam op te geven, uw wachtwoord te wijzigen, een beveiligingsvraag te kiezen en een antwoord op die vraag te geven.

U kunt uw wachtwoord op elk gewenst moment wijzigen. Klik op de link **Wachtwoord wijzigen** op de inlogpagina om uw wachtwoord voor het MyVue-systeem te wijzigen.


Het MyVue-systeem biedt u de mogelijkheid een nieuw wachtwoord aan te vragen wanneer u het oude wachtwoord bent vergeten. Klik op de link **Wachtwoord vergeten** op de inlogpagina om een nieuw wachtwoord door het systeem te laten genereren.

3 Uw onderzoek bekijken

U kunt bij het bekijken van uw onderzoek de volgende IPAD-bewegingen gebruiken:

- Knijpen om te zoomen
- Schuiven met één vinger
- Schuiven met twee vingers om te pannen

Wanneer u bent ingelogd, verschijnt een pagina met de titel **Resultaten van uw laatste onderzoek**. U ziet hierop het beeld en rapport van uw laatste onderzoek.



#	Beschrijving
1	Gebied voor beeldweergave. Schuiven om beelden uit het onderzoek te zien.
2	Klik hierop om het delen van uw onderzoek te regelen.
3	Klik hierop om uw vorige onderzoeken te zien.
4	U kunt uw onderzoek op een van de volgende manieren distribueren: Lokaal opslaan en vervolgens de opgeslagen bestanden afleveren. Het onderzoek met iemand delen via internet. Het rapport op papier afdrukken.
5	Onderzoeksrapport.
6	Het rapport in een gestructureerde weergave openen.
7	Klik hierop om het onderzoek met behulp van hulpmiddelen voor beeldmanipulatie weer te geven.

De MyVue-portal geeft de beelden van uw recentste onderzoek weer. Afhankelijk van het beleid van de zorginstelling, worden alle beelden van het onderzoek of alleen de key images (als deze voor het onderzoek bestaan) weergegeven.

Gebruik de schuifbalk rechts van het beeld of het muiswiel om door de onderzoeksbeelden te schuiven. Als u de beelden op een IPAD bekijkt, doet u dit door met één vinger te schuiven.

Het rapport van het onderzoek wordt links van het beeld weergegeven. Klik op de pijl  in de rechterbovenhoek van het rapportvenster om een gestructureerd overzicht van het rapport te zien. Gebruik de schuifbalk rechts van het rapport of het muiswiel om door het rapport te schuiven. Als u een IPAD gebruikt, doet u dit door met één vinger te schuiven.

Opmerking: Afhankelijk van het beleid van de zorginstelling, kunnen onderzoeken gedurende bepaalde tijd geblokkeerd zijn voor weergave tot het rapport is ondertekend. Als uw onderzoeksbeelden niet worden weergegeven, kunt u op een latere datum opnieuw inloggen. U ontvangt een e-mail wanneer er gegevens beschikbaar zijn.

4 Uw onderzoek distribueren

MyVue biedt u verschillende manieren waarop u uw onderzoeksgegevens kunt distribueren. U kunt uw onderzoek met anderen delen, onderzoeksgegevens opslaan en vervolgens distribueren, en het rapport op papier afdrukken.

4.1 Onderzoeksgegevens delen


Het is mogelijk dat u uw onderzoeksgegevens met anderen wilt delen (een arts of iemand die geen arts is). De persoon met wie u uw onderzoek deelt, ontvangt een uitnodigingsmail die toegang biedt tot uw onderzoeksgegevens.



1. Klik op het pictogram **Onderzoek delen** in het gebied links onder op de pagina. De pagina **Onderzoek delen** verschijnt.
2. Voer het e-mailadres in van de persoon met wie u uw onderzoek wilt delen.
3. Klik op de link **Beveiligingsimplicaties** en schakel het selectievakje in om aan te geven dat u bekend bent en akkoord gaat met de beveiligingsimplicaties van het delen van medische gegevens.
4. Klik op de dubbele pijl **Opties voor delen** om opties voor delen weer te geven, en selecteer de gewenste opties.
5. Klik op **Delen**. De pagina **Onderzoek delen** verschijnt, met de URL voor toegang.

4.2 Gedeelde onderzoeken beheren

Het is mogelijk dat u het delen van uw onderzoek met bepaalde personen of alle personen met wie u de onderzoeksgegevens in het verleden hebt gedeeld, wilt annuleren.



1. Klik op de link **Gedeelde onderzoeken weergeven** onder op de pagina. De pagina **Bestaande gedeelde onderzoeken beheren** verschijnt. Hierop staan alle deelacties die u hebt uitgevoerd.

Manage Existing Sharing					
Exam	Shared by	Shared on	Expires on	Shared with	
DX CHEST 13/09/2012	PETER BL...	14/10/2012	23/12/2012	david.mark...	
DX CHEST 13/09/2012	Bloom She...	14/10/2012	11/12/2012	abraham.j...	
DX CHEST 13/09/2012	PETER BL...	30/10/2012	29/11/2012	mvdoctor...	
DX CHEST 13/09/2012	PETER BL...	04/10/2012	18/12/2012	tomorz@al...	
DX CHEST 13/09/2012	PETER BL...	30/10/2012	29/11/2012	GARY TA...	
DX CHEST 13/09/2012	PETER BL...	01/11/2012	01/12/2012	AA000242	

Undo All OK

2. Klik op het pictogram rechts van elke rij die u wilt annuleren. Klik op **Alles opheffen** om alle deelacties op te heffen.

4.3 Het onderzoek opslaan



Klik op het pictogram **Onderzoek opslaan** in het gebied links onder op de pagina om de beelden van uw onderzoek lokaal op te slaan.

Er wordt een zipbestand gemaakt die de onderzoeksbestanden bevat (DICOMDIR- en JPEG-bestanden). U kunt vervolgens de bestanden op cd branden, per e-mail verzenden of op een andere manier distribueren.

4.4 Het rapport afdrukken



Klik op het pictogram **Rapport afdrukken** in het gebied links onder op de pagina om een kopie van het rapport van het onderzoek af te drukken.

5 Eerdere onderzoeken weergeven

Klik op de link **Alle eerdere onderzoeken weergeven** links onder op de pagina om een lijst met al uw eerdere onderzoeken te zien.

[Previous Exams \(5\)](#)

Type	Date	Images	Report		
CHEST DX	9/13/2012 8:05 PM		Open Report		Full Details
ANKLE DX	3/21/2011 3:41 PM		Open Report		Full Details
PORT FEMUR CR	11/1/2010 7:11 PM		Open Report		Full Details
PORT KNEE CR	11/1/2010 7:08 PM		Open Report		Full Details
CHEST CT	6/20/2010 11:37 AM		Open Report		Full Details

De lijst geeft het type onderzoek aan en de datum waarop het onderzoek is uitgevoerd.

U kunt:

- Klikken op het pictogram **Beelden** om beelden van het onderzoek te zien.
- Klikken op het pictogram **Rapport** om het rapport van dat onderzoek te zien.
- Klikken op het pictogram **Opslaan** om de onderzoeksgegevens lokaal op te slaan.
- Klikken op het pictogram **Delen** om de onderzoeksgegevens met iemand anders via internet te delen.
- Klikken op het pictogram **Afdrukken** om het rapport af te drukken.

Zie voor meer details ook de sectie Uw onderzoek distribueren.

6 Geavanceerde weergave

Klik op de link **Meer weergeven** boven de rechterbovenhoek van het gebied voor beeldweergave om uw huidige en vorige onderzoeken te zien en gebruik te maken van hulpmiddelen voor beeldmanipulatie om de leesbaarheid te vergroten.

CARESTREAM is een handelsmerk van Carestream Health, Inc.

Carestream



© Carestream Health, Inc. 2012
150 Verona Street
Rochester, NY 14608
Verenigde Staten